

Willkommen zu Kaiku Health!

Kaiku Health ist ein digitaler Dienst, der Patienten dabei hilft, ihrem Pfllegeteam während der Krebsbehandlung von ihrem Wohlbefinden zu berichten. Sie können Kaiku Health auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet nutzen.

Kaiku Health gibt Ihnen Informationen zu den vom Patienten gemeldeten Symptomen und Veränderungen seines Wohlbefindens während seiner Krebsbehandlung und Nachsorge.^{1,2,3,4}

¹ Basch E et al., Journal of Clinical Oncology 34.6 (Feb. 2016), pp. 557–565.

² Absolom K et al., BMC Cancer 17.1 (May 2017), p. 318.

³ Denis F et al., J. Natl. Cancer Inst. 109.9 (Sept. 2017).

⁴ Warrington L et al., J Med Internet Res 21 (1 2019), e10875



1. Beginn der Nutzung von Kaiku Health

Bevor Kaiku Health für Ihre Organisation verfügbar ist, muss der Vertreter des Herstellers eine Installation vor Ort durchführen. Medizinisches und nicht-medizinisches Personal muss vor der Verwendung von Kaiku Health eine Schulung durch den Hersteller oder durch einen vom Hersteller geschulten Mitarbeiter absolvieren.

Sobald Sie eine Einladung per E-Mail erhalten haben, können Sie sich bei dem Dienst anmelden. Sie können sich mit Ihrem Benutzernamen (normalerweise Ihre E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort anmelden. Alle alternativen Anmeldeverfahren werden auf der Anmeldeseite angezeigt. Bei der Anmeldung können Sie aufgefordert werden, einen Verifizierungscode einzugeben, der per SMS oder automatischem Anruf an Ihre Telefonnummer gesendet wird.

Sie werden dann aufgefordert, Ihre persönlichen Daten wie Name und Geburtsdatum einzugeben. Außerdem müssen Sie ein persönliches Kennwort festlegen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Dienstes akzeptieren. Danach können Sie Kaiku Health nutzen.

Nach dem Einloggen werden Sie auf die Homepage des Personals weitergeleitet.

2. Patienten einladen

Auf der Homepage des Personals können Sie neue Patienten einladen, indem Sie in der oberen rechten Ecke "Neue Patienten einladen" auswählen.

Wenn Sie einen neuen Patienten einladen, müssen Sie zumindest die E-Mail-Adresse des Patienten ausfüllen.

Sobald Sie die Einladung verschickt haben, erhält der Patient eine Einladung zur Registrierung an die angegebene E-Mail-Adresse. Die Einladung enthält einen Link, über den er sich für den Dienst anmelden kann.

Nach der ersten Anmeldung kann der Patient den Dienst mit seinem Benutzernamen (E-Mail) und seinem Kennwort weiter nutzen.

3. Programme und Behandlungsteams

Nach Versenden der Einladung müssen Sie das richtige Programm für den Patienten einrichten. Dieses Programm bestimmt, welche Fragebögen zu den Symptomen und zur Lebensqualität dem Patienten zum Ausfüllen gegeben werden.

Sie können auch ein Startdatum und ein Enddatum für das Programm festlegen. Das Startdatum bestimmt, wann der erste Fragebogen an den Patienten gesendet wird. Das Enddatum bestimmt, ab wann die Fragebögen nicht mehr an den Patienten gesendet werden sollen.

Nachdem Sie das Überwachungsprogramm eingerichtet haben, müssen Sie das Behandlungsteam des Patienten zusammenstellen. Denken Sie daran, alle relevanten Personen in das Behandlungsteam des Patienten aufzunehmen – alle neuen Benachrichtigungen aus ausgefüllten Symptomberichten werden an das ausgewählte Behandlungsteam gesendet. Sie können das Behandlungsteam auch direkt mit Programmen verknüpfen, um die Auswahl des Behandlungsteams zu automatisieren.

Jeder Patient muss mindestens eine Person in seinem Behandlungsteam haben.

Denken Sie daran, die Änderungen immer zu speichern, indem Sie unten auf der Seite auf "Änderungen speichern" klicken, wenn Sie die Programme und Informationen zum Behandlungsteam geändert haben.

Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, können Sie weitere Patienten einladen oder zur Startseite zurückkehren.

4. Homepage für Mitarbeiter

Die Ansicht Ihrer Homepage ist in drei Bereiche unterteilt: "Neue Nachrichten", "Neue Benachrichtigungen" und "Zugewiesene Aufgaben".

Wenn der Patient einen Symptomfragebogen ausgefüllt hat, wird eine Benachrichtigung an das Pfllegeteam des Patienten gesendet.

- Wenn der Patient eine automatische Rückmeldung erhalten hat, können Sie diese anzeigen, indem Sie "Feedback anzeigen" wählen.
- Sie können die Antworten auf den Fragebogen einsehen, indem Sie "Formularantwort anzeigen" wählen.
- Sie können den Symptombericht anzeigen, indem Sie "Symptomvergleich anzeigen" wählen.
- Sie können die Benachrichtigung über eine neue Symptommeldung sich selbst zuweisen oder sie an einen anderen Mitarbeiter des Dienstes weiterleiten, indem Sie "Zuweisen an..." oder "Mir zuweisen" wählen.
- Wenn Sie die Symptome des Patienten überprüft haben, können Sie die Aufgabe als erledigt markieren, indem Sie "Als erledigt markieren" wählen.

Abhängig davon, welches Programm gewählt wurde, erhält das Behandlungsteam in Fällen, in denen der Patient keine oder nur leichte Symptome gemeldet hat, keine separate Benachrichtigung auf der Startseite. Die von den Patienten gemeldeten Symptome werden immer in den Ansichten "Überblick" und "Symptom-Vergleich in Kaiku Health" angezeigt.

Unter "Symptomvergleich"

- Sie können die Entwicklung der Symptome des Patienten während der Behandlung verfolgen.
- können Sie die genauen Antworten des Patienten auf die Symptomfragen sehen, indem Sie den Symptomgrad (0-3) auswählen.
- Durch eine über den Dienst gesendete Nachricht an den Patienten können Sie zusätzliche Informationen zu den Symptomen des Patienten erfragen, indem Sie oben rechts auf "Zum Gespräch gehen" klicken.

Benachrichtigungen über neue Aktivitäten werden auf Ihrer Startseite angezeigt. Darüber hinaus sendet Kaiku Health täglich eine Zusammenfassung neuer Symptomberichte und Nachrichten an Ihre E-Mail. Wenn ein Patient

schwerwiegende Symptome gemeldet hat oder wenn ein Kollege Ihnen eine Benachrichtigung zugewiesen hat, wird eine separate Benachrichtigung verschickt

5. Unterhaltungen

Neue Nachrichten, die von Ihren Patienten gesendet wurden, werden auf der Startseite für Mitarbeiter angezeigt. Sie können die gesamte Unterhaltung lesen, indem Sie "Unterhaltung anzeigen" wählen.

Sie können die Aufgabe auch einer anderen Person zuweisen, die Aufgabe sich selbst zuweisen oder sie als erledigt markieren.

Auf der Konversationsseite werden alle zwischen dem Behandlungsteam und dem Patienten gesendeten Nachrichten angezeigt. Die Nachrichten können auch Anhänge und Fotos enthalten.

Jedes Mal, wenn der Patient eine neue Nachricht sendet, erhalten die Mitglieder seines Behandlungsteams eine neue Benachrichtigung auf ihrer Homepage.

6. Seite mit Patientenübersicht

Wenn Sie den Namen des Patienten in einer beliebigen Ansicht auswählen, werden Sie zur Seite mit der Patientenübersicht weitergeleitet. In der Patientenzusammenfassung können Sie die Symptomentwicklung des Patienten und die Meldungshistorie in der Leistung einsehen.

Sie können auch die Programme und Behandlungsteams des Patienten bearbeiten, indem Sie in der linken Navigationsleiste "Programme, Formulare und Behandlungsteam bearbeiten" auswählen. Patienteninformationen, wie z. B. die Telefonnummer, können durch Auswahl von "Informationen bearbeiten" bearbeitet werden.

Sie können auch ein Gespräch mit dem Patienten beginnen, indem Sie in der oberen rechten Ecke "Zum Gespräch gehen" wählen.

7. Erstellen neuer Benutzer

In manchen Fällen kann ein Benutzer nicht per E-Mail eingeladen werden. Wenn dies der Fall ist, können Benutzeranmeldeinformationen erstellt werden, indem Sie auf der Startseite "Neuen Benutzer anlegen" wählen. Auf diesem Weg können Sie neue Patientenbenutzer erstellen, wenn die Einladung per E-Mail

nicht möglich ist, und in manchen Fällen auch, wenn ein Mitarbeiter-Benutzer die nötigen Berechtigungen hat, andere Mitarbeiter-Accounts zu erstellen.

Wählen Sie den Typ, den Namen, die Sprache und die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers. Speichern Sie diese Angaben, indem Sie auf "Benutzer erstellen" klicken. Kaiku informiert Sie dann, dass ein neuer Benutzer erfolgreich erstellt wurde.

Neue Personalkonten sollten durch das Verwaltungspersonal oder Mitarbeiter mit Administratorrechten erstellt werden.

8. Abwesenheiten -Funktion

Das Klinikpersonal kann für die Dauer seiner Abwesenheit eine Vertretung für sich selbst auswählen. Sie können eine Vertretung für sich selbst auswählen, indem Sie oben auf der Seite auf "Abwesenheit" klicken.

Sie können dann mit der Auswahl Ihres Vertreters fortfahren. Geben Sie den Namen des Vertreters in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie können auch eine Vertretung für Ihren Kollegen festlegen, wenn dieser z. B. krankgeschrieben ist.

9. Verwaltung der Benutzerdaten von Patienten

Patienten, die sich in Kaiku registriert haben, finden Sie unter "Patienten" oben auf der Seite. Sie können die persönlichen Daten der Benutzer ändern oder ihre Kaiku Programme und ihr Behandlungsteam verwalten.

Unter "Offene Einladungen" können Sie sich selbst zum Behandlungsteam eines Patienten hinzufügen oder die Einladung erneut senden, ändern oder entfernen.

10. Deaktivierung der Kaiku Health Benutzerdaten des Patienten

Wenn ein Patient Kaiku Health aus irgendeinem Grund nicht mehr nutzen soll oder keinen Zugang mehr haben soll, sollte sein Benutzerkonto in den Status "Inaktiv" geändert werden. Dies bedeutet, dass der Patient sich nicht mehr bei dem Dienst anmelden kann und keine Aufforderungen oder Erinnerungen mehr erhält.

Suchen Sie den Patientenbenutzer, dessen Anmeldeinformationen deaktiviert werden sollen, indem Sie oben auf der Seite "Patienten" auswählen oder den Namen in die Suchleiste eingeben. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste

"Informationen bearbeiten". Ändern Sie dann den "Status" von "Aktiv" auf "Inaktiv" und speichern Sie die Änderungen.

11. Programme

Die Funktion "Programme" bietet Ihnen einige Optionen zur Anzeige von Programminhalten und zugewiesenen Patienten sowie zur Festlegung eines Standardbehandlungsteams für jedes Programm.

Wenn Sie das Menü "Programme" aufrufen und auf den Namen eines Programms klicken, können Sie die im Programm enthaltenen Fragebögen, die jeweiligen Intervalle sowie die Patienten und Behandlungsteams anzeigen, die sich derzeit im Programm befinden.

Wenn Sie einem bestimmten Überwachungsprogramm standardmäßig ein bestimmtes Team von Mitarbeitern zuweisen möchten, können Sie dies tun, indem Sie diese Mitarbeiter zur "Liste der Programmmitarbeiter" auf dieser Seite hinzufügen. Diese Mitarbeiter werden dann automatisch jedem Patienten zugewiesen, der dem Überwachungsprogramm hinzugefügt wird.

12. Erstellung von Benutzeranmeldeinformationen für das Klinikpersonal

Klicken Sie auf der Startseite auf "Neuen Benutzer anlegen", um einen neuen Benutzer für das Klinikpersonal anzulegen.

Wählen Sie den Typ, den Namen, die Sprache und die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers. Speichern Sie diese Angaben, indem Sie auf "Benutzer erstellen" klicken. Kaiku teilt Ihnen dann mit, dass "ein neuer Benutzer erfolgreich angelegt wurde". Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen, wie er die Registrierung abschließen kann.

13. Zurücksetzen der Kennwörter des klinischen Personals

Passwörter von Mitarbeitern müssen durch nichtmedizinisches Personal zurückgesetzt werden.

Wenn Sie auf "Link zum Zurücksetzen des Kennworts senden" klicken, wird ein Link zum Zurücksetzen des Kennworts an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet. Oben auf der Seite wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

14. Deaktivierung von Benutzerkonten des Personals

Personalkonten müssen durch nichtmedizinisches Personal deaktiviert werden.

Um einen Benutzer zu deaktivieren, wählen Sie seinen Namen in der Benutzerliste auf der Startseite aus und ändern Sie seinen Status in "Inaktiv". Oben auf der Seite wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

15. Häufig gestellte Fragen

15.1. Auf welchen Geräten und in welchen Browsern kann ich Kaiku Health nutzen?

Mitarbeiter können Kaiku Health über einen Webbrowser auf Computern und Smartphones verwenden. Kaiku Health ist mit den meisten modernen Webbrowsern kompatibel. Wir empfehlen jedoch, Kaiku Health mit der neuesten Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge oder Apple Safari zu verwenden.

Wenn Sie Kaiku Health über einen Webbrowser nutzen, müssen Sie nichts auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon installieren.

15.2. Was sind Verwendungszweck und Indikationen von Kaiku Health?

Kaiku Health ist für die Verwendung bei der Krebsbehandlung und -nachsorge für nicht dringende Kommunikation zwischen einem erwachsenen Patienten und medizinischem Fachpersonal sowie zur Erfassung der von Patienten gemeldeten Daten, zur Anzeige und Analyse klinischer und vom Patienten gemeldeter Daten und zur Anleitung des Patienten vorgesehen. Die von Kaiku Health verarbeiteten Daten sollen zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen und zur Unterstützung von Diagnosen dienen.

Kaiku Health ist für sämtliche Krebserkrankungen und sämtliche Stadien der Behandlung und Nachsorge vorgesehen.

15.3. Wer kann Kaiku Health als Mitarbeiter oder administrativer Benutzer oder als Patient nutzen?

Um Kaiku Health nutzen zu können, müssen Sie Ihre Zustimmung zur Nutzung des Dienstes geben. Diese Zustimmung wird in der Regel von Ihnen eingeholt, wenn Sie sich zum ersten Mal bei Kaiku Health anmelden.

Sie benötigen eine Internetverbindung und ein Gerät, das mit Kaiku Health kompatibel ist (siehe Abschnitt 15.1).

Als Nutzer von Kaiku Health sollten Sie eine medizinische Fachkraft (Pflegefachkraft, Arzt) sein, die an der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Nutzung von Kaiku Health beteiligt ist (siehe Abschnitt 15.2)

Ihre Aufgaben, Zuständigkeiten, Ihr Bildungshintergrund und Ihre berufliche Kompetenz können von der allgemeinen Organisation der Krebsbehandlung im Krankenhaus und der Rolle des einzelnen Benutzers darin abhängen. Es wird ein gewisses Maß an Computerkenntnissen erwartet, das jedoch von Benutzer zu Benutzer variieren dürfte.

Als administrativer Benutzer sind Sie bei Krankenhäusern angestellt, die Kaiku Health nutzen, und sind für die Verwaltung von Benutzerkonten zuständig (z. B. für das An- und Abmelden von medizinischem Fachpersonal).

Um Kaiku Health nutzen zu können, muss der Patient seine Zustimmung zur Nutzung des Dienstes geben. Diese Zustimmung wird in der Regel vom Patienten eingeholt, wenn er sich zum ersten Mal bei Kaiku Health anmeldet.

Patienten sollten sich in der Behandlungs- oder Nachsorgephase einer Krebserkrankung befinden.

Der Patient benötigt eine Internetverbindung und ein Gerät, das mit Kaiku Health kompatibel ist

Der Patient kann Kaiku Health nur nutzen, wenn er oder eine andere Person, die in seinem Namen handelt, körperlich und kognitiv dazu in der Lage ist.

Kaiku Health sollte nur von Personen ab 18 Jahren verwendet werden. Personen, die älter als 15 Jahre sind, können Kaiku Health verwenden, wenn sie nach Einschätzung des klinischen Teams dazu in der Lage sind.

15.4. Gibt es Situationen, in denen ein Patient Kaiku Health nicht verwenden sollte?

In den folgenden Fällen sollten Patienten Kaiku Health nicht verwenden:

- Sie stimmen der Nutzung von Kaiku Health nicht zu;

- Sie haben keinen Zugang zum Internet oder zu einem mit Kaiku Health kompatiblen Gerät;
- Sie sind nicht willens oder nicht fähig (z. B. aufgrund von Krankheit), der Verpflichtung zur Selbstauskunft und anderen Verwendungsweisen von Kaiku Health nachzukommen;
- Sie haben keine für die Verwendung von Kaiku Health hinreichende Kenntnis einer der Sprachen, in denen Kaiku Health angeboten wird; oder;
- Sie sind jünger als 15 Jahre oder jünger als 18 Jahre und nach Einschätzung des klinischen Personals nicht fähig zur Nutzung von Kaiku Health.

Es ist wichtig, dass die von den Patienten mit Kaiku Health gemeldeten Informationen genau den Symptomen entsprechen, die sie erleben.

Aus diesem Grund sollte ein Patient nicht zur Verwendung von Kaiku Health aufgefordert werden, wenn er an einem körperlichen oder kognitiven Zustand leidet, der ihn an der Verwendung von Kaiku Health hindern würde (z. B. Demenz). Die Verwendung von Kaiku Health ist in einem solchen Fall kontraindiziert.

15.5. Gibt es bei Kaiku Health unerwünschte Nebenwirkungen oder Risiken?

Bei richtiger Anwendung hat Kaiku Health keine unerwünschten Nebenwirkungen oder Risiken, die Ihre Sicherheit betreffen.



Risiken im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der von Kaiku Health verarbeiteten personenbezogenen Daten lassen sich nicht vollständig ausschließen. Wenn Sie vermuten, dass Ihre personenbezogenen Daten gefährdet sind, wenden Sie sich bitte an den Support.

15.6. Was sollte ich tun, wenn ich ein Problem mit Kaiku Health bemerke?

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Nutzung von Kaiku Health haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Verwaltungspersonal, das Ihnen helfen kann. Sie können sich auch an kaikusupport@elekta.com wenden, um technische Unterstützung zu erhalten.

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für Kaiku Health haben, können Sie uns über unser Online-[Feedback-Formular](#) Feedback geben.

Wenn Sie einen schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit Kaiku Health bemerken, melden Sie ihn bitte dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde. Die Behörde, die die Meldung erhält, wird durch den Standort des Patienten bestimmt.

15.7. Was soll ich tun, wenn ich Kaiku Health nicht mehr nutzen möchte?

Wenn Sie Kaiku Health nicht mehr nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator und bitten ihn, Ihr Kaiku Health-Konto zu deaktivieren. Kaiku Health speichert keine Ihrer Gesundheitsdaten auf Ihren Geräten.

15.8. Was sind die Leistungsmerkmale von Kaiku Health?

Klinische Leistung:

- Die von Kaiku Health verarbeiteten und dem medizinischen Fachpersonal zur Verfügung gestellten Daten können Behandlungsentscheidungen und Diagnosen durch frühere Erkennung von Symptomen, Anzeichen und/oder Rückfällen unterstützen. Bei Patienten, die Kaiku Health nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, Notaufnahmen und Krankenhausaufenthalten kommt. Diese können durch geeignete medizinische Maßnahmen verhindert oder gemildert werden.

Sicherheitsleistung:

- Die Verwendung von Kaiku Health oder eines ähnlichen Geräts verursacht keine unerwünschten Nebenwirkungen.
- Die Nutzung von Kaiku Health beeinträchtigt nicht die Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten.
- Die Risiken im Zusammenhang mit einer Über- und/oder Unterbewertung dürfen nicht zu ernsthaften Schäden führen.
- Risiken im Zusammenhang mit einer falschen Bewertung können nicht zu ernsthaften Schäden führen.
- Die Risiken im Zusammenhang mit den Anweisungen und Informationen, die dem Patienten gegeben werden, dürfen nicht zu ernsthaften Schäden führen.

Technische Leistung:

- Kaiku Health reduziert therapiebedingte Kosten und Belastungen für Patienten, deren Angehörige und Gesundheitsdienstleister.
- Kaiku Health verbessert die Patientenzufriedenheit.
- Kaiku Health verbessert die Koordination der Behandlungsprozesse.
- Kaiku Health ermöglicht eine gute Selbstauskunft über die Einhaltung der Vorschriften.
- Kaiku Health erlaubt nur befugten Benutzern den Zugang zu personenbezogenen Daten und deren Änderung.
- Kaiku Health unterstützt die Personalisierung und Automatisierung der Patientennachsorge auf der Grundlage der Indikation und der Behandlungsmodalität des Patienten, indem es den Patienten ermöglicht, die ihnen zugewiesenen Fragebögen auszufüllen.
- Von Patienten in Kaiku Health ausgefüllte Fragebögen und aus anderen Systemen importierte klinische Daten sind für den Patienten und das ihm zugewiesene Behandlungsteam sichtbar.
- Kaiku Health personalisiert die Symptomverfolgung auf der Grundlage von Symptomen, deren Fortbestehen von den Modellen des maschinellen Lernens auf der Grundlage von zuvor gemeldeten Daten als wahrscheinlich vorausgesagt wird.
- Medizinisches Personal und Patienten können in patienten- und pflegeteamspezifischen Konversationen textbasierte Nachrichten und Dateianhänge austauschen.
- Kaiku Health berechnet die Schweregrade der Symptome auf der Grundlage der Antworten des Patienten auf die Symptomfragebögen nach einer konfigurierbaren regelbasierten Logik.
- Auf der Grundlage der eingestuften Symptome und des Patientenmoduls liefert Kaiku Health dem medizinischen Fachpersonal priorisierte Warnungen, um die Aufmerksamkeit des medizinischen Fachpersonals auf die bedürftigen Patienten zu lenken.
- Sofern verfügbar, berechnet Kaiku Health zusammengesetzte Punktzahl für Fragebögen gemäß der Spezifikation für Punktzahlen des Fragebogens.
- Kaiku Health zeigt dem Patienten auf der Grundlage des von ihm ausgefüllten Formulars und der Einstufung der von ihm gemeldeten Symptome Hinweise zum Selbstmanagement an.
- Kaiku Health zeigt dem Patienten je nach Modul allgemeine Informationsartikel über die Krankheit, die Behandlung oder ähnliche Themen an.
- Kaiku Health zeigt dem Patienten Anleitungen für das Selbstmanagement bei Symptomen an, deren Auftreten von den Modellen des maschinellen

Lernens auf der Grundlage der zuvor gemeldeten Daten als wahrscheinlich eingestuft wird

15.9. Welche Symbole werden in diesem Dokument verwendet?

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole und ihre Bedeutung werden in der folgenden Tabelle erläutert:

Symbol	Name des Symbols	Bedeutung des Symbols
	CE-Kennzeichnung mit Kennung der benannten Stelle	Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und den EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entspricht. Sie ist für Produkte erforderlich, die irgendwo auf der Welt hergestellt und dann in der EU vermarktet werden. Die Kennung der benannten Stelle gibt an, dass die Auslegung des Medizinprodukts und seine Übereinstimmung mit den Grundlegenden Anforderungen von einer benannten Stelle geprüft wurde. 2797 ist die Kennung der benannten Stelle für BSI Group The Netherlands B.V. Niederlande.
	Medizinisches Gerät	Das Symbol zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein Medizinprodukt handelt, d. h. um ein Produkt, das für medizinische Zwecke bestimmt ist.
	Warnung	Das Symbol zeigt an, dass sich die daneben stehenden Informationen auf Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Kontraindikationen, zu ergreifende Maßnahmen oder Anwendungsbeschränkungen für das Produkt beziehen.

	Hersteller	Die mit dem Symbol verbundenen Informationen geben den Hersteller des Geräts an.
	Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter für die Schweiz	Die mit dem Symbol verbundenen Informationen geben den Namen und die Anschrift des eingetragenen Geschäftssitzes des Datenschutzbeauftragten an.

15.10. Welche Warnhinweise sind in diesem Dokument enthalten?

Der folgende Warnhinweis zur Verwendung von Kaiku Health ist in diesem Dokument enthalten:

Abschnitt	Warnung
15.5. Birgt Kaiku Health irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen oder Risiken?	Risiken im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der von Kaiku Health verarbeiteten personenbezogenen Daten lassen sich nicht vollständig ausschließen. Wenn Sie vermuten, dass Ihre personenbezogenen Daten gefährdet sind, wenden Sie sich bitte an den Support.

Kontaktangaben



HERSTELLER
ELEKTA SOLUTIONS AB
Hagaplan 4,
113 68 Stockholm, Schweden



Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter für die Schweiz

Elekta GmbH
Grienbachstrasse 17,
6300 Zug, Schweiz

Diese Gebrauchsanweisung gilt für Kaiku Health 8.0.0 und höher.

Entsprechende Gebrauchsanweisung für Patienten: E065278 / 03

Sie haben das Recht, innerhalb von 7 Kalendertagen kostenlos ein Papierexemplar der Gebrauchsanweisung zu erhalten. Um ein Papierexemplar zu bestellen, senden Sie bitte eine E-Mail an customersuccess@kaikuhealth.com mit den folgenden Informationen:

- Das von Ihnen angeforderte Dokument (Dokumentenkenung und Revisionsnummer siehe Dokumentenkopf)
- Lieferadresse
- Gewünschte Sprache des Dokuments

Sie können auch eine Kopie dieses Dokuments zum Ausdrucken über die Kaiku Health-Benutzeroberfläche oder über die kaikuhealth.com-Website aufrufen oder herunterladen.

© 2024 Elekta Oy. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in irgendeiner Form vervielfältigt werden.

2024-04-23