

## 의료기기 회수 계획 공표

「의료기기법」제 31 조제 2 항에 따라 아래의 의료기기에 대하여 회수함을 공표합니다.

- 가. 회수의무자(연락처) : 엘렉타 주식회사 (T. 031-716-0080)
- 나. 회수대상의료기기 : 전동식방사선치료대 (경인 수신 11-93 호, HexaPOD evo RT System)
- 다. 위해성 정도 : 위해성 정도 3
- 라. 제조일자(유효·사용기한) : 2017.04.28(해당 없음)
- 마. 제조번호 : 042648
- 바. 회수사유 : 검증 스캔 후 잠재적으로 올바르지 않은 위치에 놓임
- 사. 회수방법 : 버그 픽스 패치 iGUIDE 2.2.2 로 업데이트
- 아. 회수기간 : 2017. 12. 20 ~ 2018. 01. 19 (1 개월)
- 자. 공표일자 : 2017. 12. 20

※ 해당 회수대상의료기기를 보관하고 있는 의료기관에서는 판매. 사용 여부 또는 회수 등을 위하여 엘렉타 주식회사에 연락 주시기 바랍니다.